



## 理科 (ガスバーナー・電子てんびんの使い方)



2つのねじが①\_\_\_\_\_を確認してから、  
 ②\_\_\_\_\_を開き、その後③\_\_\_\_\_も開く。そして、マッチの炎を  
 近づけてから④\_\_\_\_\_を⑤\_\_\_\_\_まわりに開いて点火。  
 炎の大きさを⑥\_\_\_\_\_cmくらいにしたら、④をおさえながら、  
 ⑦\_\_\_\_\_を少しずつ開き⑧\_\_\_\_\_色の炎にする。  
 炎を消すときは、開くときと⑨\_\_\_\_\_の順番にしまっていく！！



電子てんびんは⑩\_\_\_\_\_なところで使い、何も乗せていない  
 ときは表示を⑪\_\_\_\_\_にする。一定の薬品をはかりとるとき  
 ⑫\_\_\_\_\_にのせてから表示を⑬\_\_\_\_\_にしよう！！